

marumi カーバイドバー



marumi dental inc.



バースタンド
※バースタンドは滅菌可能です。



マルミ カーバイドバー FG 用

10 本入り **バースタンド付**


標準価格 **オープン**

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000625

100 本入り

標準価格 **オープン**

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000625



マルミ カーバイドバー GM シリーズ FG 用

(細かい刻みのクロスカット)

10 本入り **バースタンド付**


標準価格 **オープン**

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000628

100 本入り

標準価格 **オープン**

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000628




マルミ カーバイドバー HP 用

5 本入り

標準価格 **オープン**

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000628



marumi Carbide Bur HP




marumi dental inc.

ブレンカット・コース




用途：アクリル・石膏

クロスカット・コース




用途：プレシャスメタル・ノンプレシャスメタル・アクリル・石膏

クロスカット・ファイン



用途：プレシャスメタル・ノンプレシャスメタル・硬質レジン

ブレンカット・スーパーコース



用途：アクリル・石膏

クロスカット・スーパーコース



用途：アクリル・石膏

クロスカット・エクストラコース




用途：アクリル・石膏

スパイラルストレートブレンカット



用途：軟性レジン・アクリル

スパイラルブレンカット



用途：軟性レジン・プレシャスメタル

スパイラルブレンカット・コース



用途：テック

【種類詳細】

- ブレンカット・コース ———— 100 番台
- クロスカット・コース ———— 200 番台
- クロスカット・ファイン ———— 300 番台
- ブレンカット・スーパーコース ———— 400 番台
- クロスカット・スーパーコース ———— 500 番台
- クロスカット・エクストラコース ———— 600 番台
- スパイラルストレートブレンカット ———— 700 番台
- スパイラルブレンカット ———— 800 番台
- スパイラルブレンカット・コース ———— 900 番台

品番 → 101

使用回転数：30,000 回転以下

一般医療機器 医療機器届出番号：1381X10089000712

販売業者

株式会社 マルミ 歯科商店

<http://www.marumi-dentalinc.com>